



## GC FujiCEM® 2 SL

Kennlernset 7,2 ml Kartusche SL, 15 Mixing Tips SL, 5 Mixing Tip SL Endo, 1 Dispenser



Artikelnr.: 118454  
Hersteller: GC  
Gewicht: 0.192 kg  
Höhe: 78 mm  
Breite: 182 mm  
Länge: 75 mm

**€ 125,44**

*Zzgl. MwSt.*

**Kennlernset** 7,2 ml Kartusche SL, 15 Mixing Tips SL, 5 Mixing Tip SL Endo, 1 Dispenser

GC FujiCEM® 2 SL kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement mit dem neuen SLIDE & LOCK-System!

Mit dem neuen SLIDE & LOCK-System hält GC an der bewährten Rezeptur von FujiCEM® 2 fest, aber kombiniert sie mit einem verbesserten Kartuschen-Design und weiterentwickelten Mischdüsen zum einfacheren Einlegen und Herausnehmen der Mischdüsen. Weiteres Highlight: Neben der „regulären“ GC FujiCEM® 2 Mischdüse SL, verfügt die GC FujiCEM® 2 Mischdüse SL für Endo über eine dünne und abgewinkelte Verlängerungsspitze, um für die Stiftzementierung einen einfachen Zugang zum Wurzelkanal zu schaffen. FujiCEM® 2 mit dem neuen SLIDE & LOCK-System besitzt folgende Vorteile

- Hohe physikalische Eigenschaften
- Starke Haftung: Die innovative Force & Fusion-Technologie funktioniert wie ein Stoßdämpfer und sichert damit eine lang anhaltende Retention Ihrer Restaurationen
- Bequeme Handhabung: Wählen Sie Ihren bevorzugten Dispenser: Metall-Dispenser oder Kunststoff-Dispenser