



## Ketac™ Universal

Packung 50 x 0,13 ml Kapsel A2



Artikelnr.: 118535  
Hersteller: Solventum Dental Solutions  
Gewicht: 0.227 kg  
Höhe: 86 mm  
Breite: 106 mm  
Länge: 188 mm

**€ 15,00**

Zzgl. MwSt.

Packung 50 x 0,13 ml Kapsel A2

Das 3M™ Ketac™ Universal Glasionomer ermöglicht voll abrechenbare Versorgungen bis zu limitiert kaulasttragenden Indikationen der Klasse II. Seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften machen die Vorbehandlung und Konditionierung der Kavität sowie ein zusätzliches Coating überflüssig.

- Ermöglicht langzeitstabile limitiert kaulasttragende Indikationen der Klasse I und II
- Einfache Adaption an Kavitätenwände
- Kein Konditionieren der Kavität erforderlich
- Einschichttechnik ohne Limitation der Schichtstärke
- Angenehme Verarbeitungszeit bei geringer Klebrigkeit
- 6 Farben für gute Ästhetik
- Selbstadhäsiv, selbsthärtend und feuchtigkeitstolerant
- Biokompatibel
- Fluoridspendend
- Kein zusätzlicher Schutzlack erforderlich
- Breiteres Indikationsspektrum als andere Glasionomer-Füllungsmaterialien
- Ausbringbares Volumen pro Kapsel: 0,13ml
- Füllungen der Klasse III und V, sowie limitiert kaulasttragende Füllungen der Klasse I und II
- Unterfüllungsmaterial für einflächige oder mehrflächige Kompositfüllungen
- Stumpfaufbauten vor Kronenversorgungen
- Milchzahnfüllungen
- Einflächige oder mehrflächige temporäre Versorgungen
- Selbstadhäsive Fissurenversiegelung