



IonoStar Plus

Set



Artikelnr.: 118577

Hersteller: VOCO

Gewicht: 0.312 kg

Höhe: 105 mm

Breite: 134 mm

Länge: 204 mm

€ 108,88

Zzgl. MwSt.

Set 50 Applikationskapseln (10 x A2, 30 x A3, 10 x A3,5)

Schnellabbindendes Glasionomer Füllungsmaterial.

Vorteile

- Perfekte Randadaption und Stopfbarkeit in einem Produkt
- Schnelle Aushärtung von nur zwei Minuten nach Füllungslegung
- Hohe Fluoridabgabe
- Das erste zahnähnlich fluoreszierende Glasionomer-Material
- In der neuen VOCO-Applikationskapsel