

Erkoform-3d+

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 119008
Hersteller: ERKODENT
Gewicht: 18 kg
Höhe: 410 mm
Breite: 380 mm
Länge: 490 mm

€ 1.705,85

Zzgl. MwSt.

Stück Vakuum-Tiefziehgerät inklusive Folienversuchspackung

Das *Erkoform-3d+* ist im Prinzip ein Erkoform-3d motion ohne Automatik. Das Gerät zeichnet sich durch eine schlagartige Anformung aus. Dies ermöglicht ein bereitgehaltenes großvolumiges Reservevakuum. Das Gerät nutzt einen Sensor zur berührungslosen Temperaturmessung des Tiefziehmaterials. Dies garantiert die richtige Materialtemperatur für den Tiefziehvorgang unabhängig von der Umgebung. Das Gerät ist mit einer mittelwelligen Infrarotheizung ohne Vorheizzeit ausgestattet. Die Mittelwelligkeit ermöglicht nicht nur ein oberflächliches Erwärmen, die Materialien werden auch in der Tiefe erhitzt. Spannungsärmere Schienen sind das Ergebnis. Als Zubehör kann das Occluform-3 installiert werden.