



## implantlink® semi

Standardpackung Xray 5 ml Kartusche mini-mix



Artikelnr.: 119020  
Hersteller: DETAX  
Gewicht: 0.095 kg  
Höhe: 35 mm  
Breite: 125 mm  
Länge: 145 mm

**€ 15,00**

Zzgl. MwSt.

### Standardpackung Xray 5 ml Kartusche mini-mix, 10 Mischkanülen braun 4:1

Langzeitprovisorischer Befestigungszement auf Kunststoffbasis 4:1, zur kraftschlüssigen, kaustabilen Zementierung von Suprakonstruktionen. Beschädigungsfreies Ausgliedern durch perfekt abgestimmte Hafteigenschaften, deutlich geringerer Verdrängungswiderstand als herkömmliche Zemente. Extrem niedrige Filmdicke (8 µm) für maximale Passgenauigkeit. Überschüsse lassen sich in der plastischen Phase in großen Stücken leicht entfernen, haftet nicht am Weichgewebe. Kompatibel mit allen Material-Kombinationen, dualhärtend, geruchs- und geschmacksneutral. Farbe neutral-opaque.

Fort: speziell für die semipermanente Befestigung auf individualisierten, in der Haftungsfläche reduzierten oder besonders kleinen Aufbauten.

Xray: Röntgenopak mit verstärkter Haftung und Druckfestigkeit, selbst bei verlängerter Tragedauer.