



HM-Finierer 247

Packung 5 Stück fein, FG, Figur 195 konisch rund, 3,1 mm, ISO 009



Artikelnr.: 11908
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 69 mm
Länge: 69 mm

€ 45,54

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer fein, FG, Figur 195 konisch rund, Kopflänge: 3,1 mm, ISO 009

Hartmetallinstrument Flamme.

- ohne Ring (fein) 8-12 Schneiden, gelber Ring (F=extra fein) 16-20 Schneiden, weißer Ring (U=ultra fein) 30 Schneiden
- Prophylaxe, Kieferorthopädie, Füllungsbearbeitung, Kronenbearbeitung, Finieren von labialen Flächen