



Acrylic Adjustment 2638

Kit 2 Fräser, 6 Polierer



Artikelnr.: 11921

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.5 kg

€ 118,86

Zzgl. MwSt.

Kit 2 Fräser HM (79FX rot, ISO 040, HM 251FX rot, ISO 060), 6 Polierer (9572V grün, ISO 150, 9573V grün, ISO 100, 9572P grau, ISO 150, 9573P grau, ISO 100, 9572H gelb, ISO 150, 9573H gelb, ISO 100), HP

Der Prothesenkorrektursatz bietet ein umfassendes Instrumentarium für die einfache und schnelle Durchführung verschiedenster Korrekturen am Kunststoff in der Praxis. Die innovative Verzahnungsgeometrie der im Sortiment enthaltenen Hartmetallfräser sichert dabei bereits beim Einsatz dieser Instrumente die Erzielung ungewöhnlich glatter Oberflächen. Die verschiedenen Kunststoffpolierer sind das Ergebnis langjähriger Entwicklungen und zeichnen sich durch außergewöhnlich hohe Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit aus.