



## CanalPro TM SyringeFill

Stück Cap

---



Artikelnr.: 119445  
Hersteller: COLTENE  
Gewicht: 0.043 kg  
Höhe: 86 mm  
Breite: 50 mm  
Länge: 69 mm

**€ 7,70**

*Zzgl. MwSt.*

---

Stück Cap

Innovatives, modulares System für sicheres und effizientes Befüllen von Spritzen mit Spüllösungen.

- Schutz vor Kontamination
- Sichere und saubere Dosierung
- Zeitsparende Ein-Handbedienung
- Materialverlust wird verhindert