



HeraCeram® Zirkonia 750

Dose 20 g dentin A2



Artikelnr.: 119560
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 0.048 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 46 mm
Länge: 47 mm

€ 49,61

Zzgl. MwSt.

Dose 20 g dentin A2

Die Mehrwert-Keramik für Restaurationen aus Zirkondioxyd und Lithium-Disilikat.

HeraCeram® Zirkonia 750 vereinigt die Robustheit und Zuverlässigkeit der bewährten SLS-Technologie mit Verarbeitungsparametern, die auf die spezifischen physikalischen Eigenschaften von Lithium-Disilikat angepasst sind. Das neue Adhesive 750 sorgt sowohl auf Zirkondioxyd als auch auf Lithium-Disilikat für maximalen Haftverbund, und das schon bei Temperaturen zwischen 750°C (Lithium-Disilikat) und 800°C (Zirkondioxyd). Identisch zu den anderen Verblendkeramiklinien von Heraeus Kulzer bietet *HeraCeram® Zirkonia 750* für die weitere Gestaltung der Restaurationen ein umfangreiches Farbangebot mit. Mit identischen Farben und identischer Anwendung.