



## HM-Finierer 243

Packung 5 Stück fein RA, Figur 297 Torpedo, konisch, 6 mm, ISO 016



Artikelnr.: 11981  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 69 mm  
Länge: 69 mm

**€ 31,97**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Finierer fein RA, Figur 297 Torpedo, konisch, Kopflänge: 6 mm, ISO 016

243 - Hartmetallinstrument Torpedo.

243K - Hartmetallinstrument Torpedo konisch.

- ohne Ring (fein) 8-12 Schneiden, gelber Ring (F=extra fein) 16-20 Schneiden, weißer Ring (U=ultra fein) 30 Schneiden
- Kronenpräparation, parallele Hohlkehle