



GERL.

picodent® easyflow

Flasche 250 ml



Artikelnr.: 119949
Hersteller: picodent
Gewicht: 0.29 kg
Höhe: 205 mm
Breite: 47 mm
Länge: 47 mm

€ 27,06

Zzgl. MwSt.

Flasche 250 ml

Für alle Abformmaterialien. Für blasenfreie Modelle. Abformmaterialien aus ca. 20 cm Entfernung einsprühen. Überschüssiges Netzmittel abschütteln, nicht trockenblasen.