



## HM-Finierer 379

Packung 5 Stück fein, RA, Figur 277 Ei, 4,2 mm, ISO 023



Artikelnr.: 11999  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.006 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 69 mm  
Länge: 69 mm

**€ 33,56**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Finierer fein, RA, Figur 277 Ei, Kopflänge: 4,2 mm, ISO 023

Hartmetallinstrument Ei.

- ohne Ring (fein) 8-12 Schneiden, gelber Ring (F=extra fein) 16-20 Schneiden, weißer Ring (U=ultra fein) 30 Schneiden
- Prophylaxe, Kieferorthopädie, Kavitätenpräparation, Füllungsbearbeitung, Kronenpräparation, Modellgusstechnik, Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik