




## Diamanten 812

Packung 3 Stück Standard, HP, Figur 022 umgekehrter Kegel seitenbelegt, 2 mm, ISO 050



Artikelnr.: 120043  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.007 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 23 mm  
Länge: 49 mm

**€ 21,03**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 3 Diamanten Standard, HP, Figur 022 umgekehrter Kegel seitenbelegt, Kopflänge: 2 mm, ISO 050

Diamantinstrumente für präzise Arbeitsergebnisse. Für optimalen Materialabtrag und feine Oberflächengüte. Hohe Standzeiten und Schneidleistungen beim Bearbeiten und Separieren von Keramik, Verblendkunststoffen und Modellwerkstoffen durch optimal abgestimmte Diamantkörnungen und Instrumenteformen. Instrumente speziell auf die jeweiligen Werkstoffe und Arbeiten abgestimmt.

- 2 x schwarz (4) - extra grob
- schwarz (5) - supergrob
- grün (6) - grob
- ohne Ringmarkierung - Standard
- rot (8) - fein
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik