



Dento Box® I + II

Stück weiß, Größe I, 2,5 cm



Artikelnr.: 120112
Hersteller: Hager & Werken
Gewicht: 0.032 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 110 mm
Länge: 160 mm

€ 6,56

Zzgl. MwSt.

Stück Box weiß, Größe I, 2,5 cm

Stabile Transport- und Aufbewahrungsbox

- Für Prothesen, kieferorthopädische Arbeiten etc.
- Schlagfest, sicherer Schnappverschluß und mit kleinen Lüftungsöffnungen

In zwei verschiedenen Höhen:

- Dento Box I = 2,5 cm
- Dento Box II = 4 cm