



EndoWave NiTi Feilen

Packung 5 Stück 25 mm, Taper.04, ISO 025



Artikelnr.: 12013
Hersteller: Morita
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 55 mm
Länge: 53 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Feilen 25 mm, Taper.04, ISO 025

EndoWave NiTi Feilen - Für mehr Sicherheit bei der maschinellen Wurzelkanalaufbereitung.

Mit den neuen *EndoWave NiTi Feilen* lässt sich die maschinelle Wurzelkanalaufbereitung noch effizienter und qualitativ besser gestalten. Die Feilen passen sich geschmeidig an die verschiedenen Kanalformen an, verringern das Risiko von Kanalaberration und bereiten selbst gekrümmte Kanäle zuverlässig auf.