



## SILECT®

Tube 60 ml Katalysator

---



Artikelnr.: 120327  
Hersteller: Müller-Omicron  
Gewicht: 0.08 kg  
Höhe: 37 mm  
Breite: 37 mm  
Länge: 157 mm

**€ 17,81**

Zzgl. MwSt.

---

### Tube 60 ml Katalysator

Mit unserer langjährigen Erfahrung und chemischem know-how, sowie der Einsatz modernster Fertigungstechnologien haben wir unser bestes C-Silikon entwickelt – *SILECT®*. Das Premiumabformmaterial bietet hervorragende technische Werte, wie z. B. einen sehr geringen Schrumpf und ein sehr hohes Rückstellvermögen. Aber auch auf die Anwenderfreundlichkeit wurde ein hoher Stellenwert gelegt. Die Konsistenz und kontrastreichen Farben der Materialien sind ideal aufeinander abgestimmt und lassen sich mit dem neuen, gelförmigen, *SILECT® catalyst* einfach und exakt dosieren und leicht anmischen. Die Verarbeitungszeiten sind anwenderfreundlich, die kurze Mundverweildauer patientenfreundlich eingestellt.

- Verarbeitungszeit bei allen Materialien: 1,30 Minuten
- Mundverweildauer: 3 Minuten