



## Diamantpolierer 9760

Packung 2 Stück grau fein, RA, Figur 303, 2,5 mm, ISO 100



Artikelnr.: 120627  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 72 mm

**€ 25,52**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Polierer grau fein, RA, Figur 303, 2,5 mm, ISO 100

2-Stufen System. Diamantpolierer, speziell für harte, hochgefüllte Komposite der neuesten Generation.

- 1. Stufe - rosa - Glätten
- 2. Stufe - grau - Hochglanzpolitur
- Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 3.000 - 8.000 U/min., max. 20.000 U/min.