



Monoart® Speichelsauger

Packung 1.000 Stück transparent, 12,5 cm, Kappe silber lose



Artikelnr.: 120708
Hersteller: Euronda
Gewicht: 0.384 kg
Höhe: 45 mm
Breite: 200 mm
Länge: 235 mm

€ 21,72

Zzgl. MwSt.

Packung 1.000 Speichelsauger transparent, 12,5 cm, Kappe silber lose

- Kunststoff mit stabil in die Röhrenwand eingelassenem Kupferdraht
- Leicht zu biegen, formstabil
- Abnehmbare oder feste Kappe in transparent oder silber
- Kein Hervorstehen des Metalldrahtes
- Sehr kleine Kappe, stark abgerundete Ecken, Zwangsbelüftung
- Durchmesser 6,5 mm