



Endo-Datei-Organizer

Packung 48 Gelträger



Artikelnr.: 121036
Hersteller: Kerr
Gewicht: 0.023 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 90 mm
Länge: 112 mm

€ 46,79

Zzgl. MwSt.

Packung 48 Gelträger

Eine bequeme Möglichkeit, endodontische Instrumente und Kanalgleitmittel während eines Eingriffs zu halten. Der EndoRing verfügt über ein leicht ablesbares Lineal mit Gummianschlag, das schnelle Messungen von Feilen bis zu 30 mm (in Schritten von 1 und 0,5 mm) für Rechts- und Linkshänder ermöglicht. Der EndoRing sowie die Schaumstoffeinlagen sind autoklavierbar.