



KENDA Yellow Line

Packung 3 Stück HP, gelb medium, Figur 204 Zylinder, 24,5 mm, ISO 100



Artikelnr.: 121151
Hersteller: COLTENE
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 60 mm
Länge: 60 mm

€ 13,22

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Polierer HP, gelb medium, Figur 204 Zylinder, Kopflänge: 24,5 mm, ISO 100

Prothetik Finierset für ausgesprochen glatte Oberflächen. Rillenfrees Abtragen und Hochglanzpolitur mit einem Polierer.

Drehzahlbereich 7.500 - 10.000 U/min.