



## Bohrerständer

Packung 8 Silikonstopfen für Bohrerständer



Artikelnr.: 121676  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.003 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 83 mm

**€ 9,08**

*Zzgl. MwSt.*

### Packung 8 Silikonstopfen für Bohrerständer

Die neuen Instrumentenständer sind komplett aus rostfreiem Stahl gefertigt und dadurch für alle Aufbereitungsarten geeignet. Die Reinigung und Desinfektion der Instrumente kann im Ständer entweder im Instrumentenbad oder auch im Ultraschallbad erfolgen. Anschliessend erfolgt die Sterilisation im Autoclav. Die Instrumentenschäfte werden von universal Silikonstopfen gehalten und können daher nicht herausfallen. Die Silikonstopfen erlauben die Aufnahme von FG- oder auch RA / HP-Instrumenten.