



IPS Style® Ceram

Dose 20 g Pulver dentin A4



Artikelnr.: 121898

Hersteller: Ivoclar

Gewicht: 0.06 kg

Höhe: 58 mm

Breite: 46 mm

Länge: 48 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Dose 20 g Pulver dentin A4

IPS Style® ist die erste patentierte Metallkeramik mit Oxyapatit. Für höchste Effizienz im Labor-Alltag, einfache Verarbeitung und natürliche Ästhetik. Diese neuartige Keramik kann in der Ein- und Mehrschichttechnik verarbeitet werden. Die neuen Keramikmassen in Kombination mit dem neu entwickelten Pulveropaquer erzeugen eine für Metallkeramik-Restaurationen einmalige Transluzenz und Tiefenwirkung des Lichts. Der WAK-Bereich von 13,8-15,2 ermöglicht die Verarbeitung auf allen gängigen Edelmetall- und NE-Legierungen, unabhängig von deren Herstellungstechnik.