



IPS Ivocolor Mixing Liquid Longlife

Flasche 15 ml Mixing Liquid longlife



Artikelnr.: 121932
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.028 kg
Höhe: 88 mm
Breite: 30 mm
Länge: 30 mm

€ 29,59

Zzgl. MwSt.

Flasche 15 ml Mixing Liquid longlife

IPS Ivocolor Mixing Liquids sind für das Anmischen und Verdünnen aller IPS Ivocolor-Pulver und -Pasten geeignet.

IPS Ivocolor Mixing Liquid Longlife ermöglicht eine höhere Viskosität und bleibt für einen längeren Zeitraum (ca. 1 Woche) verarbeitbar.