



Diamantpolierer 9771

Packung 2 Stück blau mittel, HP, Figur Twist, 1,6 mm, ISO 170



Artikelnr.: 122027
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.019 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 27 mm
Länge: 42 mm

€ 24,76

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer blau mittel, HP, Figur Twist, 1,6 mm, ISO 170

Diamantpoliersystem, speziell für die einfache Politur aller Keramikrestorationen auch in schwer zugänglichen Bereichen.

- Flexible Polierlamellen
- Speziell für Okklusionsflächen
- Materialschonend
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Äußerst hohe Standzeiten
- 1. Stufe - grün - Vorpolitur
- 2. Stufe - blau - Politur
- 3. Stufe - rot - Hochglanzpolitur
- 4. Stufe - gelb - Spiegelglanzpolitur
- Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl empf. 7.000 - 12.000 U/min., max. 20.000 U/min.

Hinweis: Mit geringem Anpressdruck zu verwenden!