



Diamantpolierer DCA01/07

Stück blau, HP, Figur 304, 2 mm, ISO 260



Artikelnr.: 122028
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.013 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 28 mm
Länge: 28 mm

€ 66,42

Zzgl. MwSt.

Stück Polierer blau, HP, Figur 304, 2 mm, ISO 260

2-Stufen System. Erste Stufe glätten und vorpolieren. Zweite Stufe Hochglanzpolitur. Diamantenpoliersystem für CAD/CAM Restaurationen, Oxidkeramiken und Zirkoniumoxid.

- 1. Stufe Blau = Glätten/Vorpolitur
- 2. Stufe Beige = Hochglanzpolitur
- Verblend- und Keramiktechnik
- Empfohlene Drehzahl 7.000 - 12.000 U/min. Max. Drehzahl 20.000 U/min