



CE-Diamanten 847D

Packung 5 Stück blau mittel, FG, Figur 177, 9,5 mm, ISO 016



Artikelnr.: 12207
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 53,52

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten blau mittel, FG, Figur 177, Kopflänge: 9, Kopflänge: 5 mm, ISO 016

CE-Diamantinstrumente „COOL & EFFICIENT“ zeichnen sich vor allem durch eine optimierte Schleifkraft bei gleichzeitig kühlem Schleifen aus. Bewirkt werden diese positiven Eigenschaften durch eine exakt berechnete Linksdrallnut, die für den Transport des Abriebs sowie die optimale Zufuhr der Kühlflüssigkeit sorgt.

- Kronenpräparation