



## CE-Diamanten 848D

Packung 5 Stück blau mittel, FG, Figur 178, 10 mm, ISO 016



Artikelnr.: 12208  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 70 mm

**€ 53,52**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Diamanten blau mittel, FG, Figur 178, Kopflänge: 10 mm, ISO 016

CE-Diamantinstrumente „COOL & EFFICIENT“ zeichnen sich vor allem durch eine optimierte Schleifkraft bei gleichzeitig kühlem Schleifen aus. Bewirkt werden diese positiven Eigenschaften durch eine exakt berechnete Linksdrallnut, die für den Transport des Abriebs sowie die optimale Zufuhr der Kühlflüssigkeit sorgt.

- Kronenpräparation