



Keramikanmischflüssigkeit

Flasche 250 ml



Artikelnr.: 122111
Hersteller: al dente Dentalprodukte
Gewicht: 0.291 kg
Höhe: 193 mm
Breite: 45 mm
Länge: 55 mm

€ 28,18

Zzgl. MwSt.

Flasche 250 ml Flüssigkeit

Keramikmassen können durch das sehr gute Stehvermögen der Anmischflüssigkeit feuchter geschichtet werden. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Durchtrocknung nach der Modellation, wodurch die Keramikmassen homogener sintern. Es entstehen brillantere Farben. Die Trocknungszeit beträgt ca. 4 Minuten

- Sehr gutes Stehvermögen der Keramikmassen
- Geringere Schrumpfung der Keramik
- Brillantere Farben
- Gleichmäßige Durchtrocknung der Massen

- Geeignet auch für Pulverpaker und Schultermassen