



elmex® Zahnseide

Spenderbox 50 m ungewachst



Artikelnr.: 122236
Hersteller: CP GABA
Gewicht: 0.024 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 78 mm
Länge: 110 mm

€ 2,48

Zzgl. MwSt.

Spenderbox 50 m Zahnseide ungewachst

Etwa 40 % der Zahnoberflächen liegen in den Zahnzwischenräumen – dem so genannten Interdentalbereich. Zahnseide ist daher für die Plaque-Entfernung in engen Zahnzwischenräumen notwendig. Zahnseide sollte 1x täglich vor dem Zähneputzen angewendet werden. Die richtige Anwendung sollten Sie sich in Ihrer Zahnarztpraxis demonstrieren lassen, dann werden Sie nach einer kurzen Übungsphase die Fädertechnik beherrschen.

elmex® Zahnseide gewachst mit Mint-Aroma.

- Flach geformt
- Einfach einzuführen
- Reißfest
- Für Zahnseiden-Einsteiger und bei engen Zahnzwischenräumen

elmex® Zahnseide leicht gewachst enthält eine geringe Wachsschicht und einen neutralen Geschmack. Sie eignet sich für geübte Verwender.

- Flach geformt
- Einfach einzuführen
- Reißfest