



Uvener Schablonensystem Kit

Kit



Artikelnr.: 122247
Hersteller: Ultradent Products
Gewicht: 0.258 kg
Höhe: 81 mm
Breite: 93 mm
Länge: 123 mm

€ 410,76

Zzgl. MwSt.

Kit 16 mittlere Schablonen für Ober- und Unterkiefer, 16 große Schablonen für Ober- und Unterkiefer

Das *Uvener*® Schablonensystem für direkte Kompositveneers ist ein einzigartiges, minimalinvasives Schablonensystem, mit dem sich perfekte direkte Kompositveneers mit verlässlicher Form und Symmetrie herstellen lassen. Es ahmt die natürlichen Zahnformen nach und erzielt qualitativ hochwertige, natürliche Ergebnisse in nur einer Sitzung. Außerdem kann es für ästhetische Mock-Ups und die Farbwahl eines laborgefertigten Veneers sowie für Provisorien bei der Anfertigung von Keramikveneers verwendet werden.

- Mittlere und große Schablonen für den Ober- und Unterkiefer
- Verhindert die Bildung einer Sauerstoff-Inhibitionsschicht während der Aushärtung und führt zu einer harten, glänzenden Oberfläche
- Lichtpolymerisation durch die Schablone führt zu effektiver Aushärtung
- Mit dem jeweils bevorzugten Komposit verwendbar
- Löst sich leicht von ausgehärtetem Komposit
- Erleichtert die Applikation auf einem einzelnen oder mehreren Zähnen
- Kostengünstig, da autoklavierbar und wiederverwendbar