



KERA POL DIA

Packung 2 Stück rot mittel, RA, Figur 9809, ISO 040



Artikelnr.: 122250
Hersteller: Busch
Gewicht: 0.012 kg
Höhe: 42 mm
Breite: 33 mm
Länge: 33 mm

€ 13,90

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer rot mittel, RA, Figur 9809, ISO 040

Diamant trifft Keramik - Diamantdurchsetzte Polierer-Serie von BUSCH

Für eine zweistufig optimale Politur von härtesten Werkstoffen wie Keramik stehen Ihnen mit der diamantdurchsetzten Polierer-Serie von BUSCH vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung. Unsere rot-gelben Polierer zur umfassenden Vorpolitur und unsere grün-gelben Polierer zur abschließenden Hochglanzpolitur. Zusätzlich können Sie unseren Universalvorpolierer als erste Stufe zum Glätten nutzen.