



sempercare® nitrile skin²

Packung 200 Stück violett-blau, L



Artikelnr.: 122377
Hersteller: hygi.de
Gewicht: 0.809 kg
Höhe: 78 mm
Breite: 130 mm
Länge: 254 mm

€ 9,16

Zzgl. MwSt.

Packung 200 Handschuhe violett-blau, L

Neben Schutz, Tragekomfort und Hautfreundlichkeit sind ein guter Tastsinn die wichtigsten Kriterien bei der Wahl des richtigen Untersuchungshandschuhs. *Sempercare® Nitril Skin²* vereint diese Eigenschaften in einem einzigartigen, außergewöhnlich leichten Handschuh. Das von unserem Europäischen Forschungszentrum entwickelte weiche Material ermöglicht maximalen Tastsinn und Komfort durch optimierte Wandstärke bei gleichzeitig maximalem Schutz vor Infektionen. Entdecken Sie Ihren 2. Skin!

- Schützt Anwender und Patienten vor der Übertragung von Infektionen. Handschuhmaterial ist resistent gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten und schützt vor Bakterien, Pilzen und Viren wie SARS-CoV-2, Hepatitis B & C und HIV
- Das elastische Material bietet höchsten Tragekomfort und einen maximalen Tastsinn
- Die strukturierten Fingerspitzen garantieren jederzeit einen sicheren Halt, auch in feuchter Umgebung