

Flexio Adapter für ZEG-Spitzen

Stück



Artikelnr.: 122578
Hersteller: IC Medical
Gewicht: 0.105 kg
Höhe: 51 mm
Breite: 121 mm
Länge: 183 mm

€ 277,57

Zzgl. MwSt.

Stück Adapter

Speziell für die Fachrichtung Dental bieten wir einen *Flexio Adapter für ZEG-Spitzen*. Dank der Silikon aufnehmen können bis zu 6 Zahnstein- und Ultraschallspitzen gängiger Hersteller aufgebracht und hygienisch aufbereitet werden. Auch kompatibel mit weiteren Thermodesinfektoren mit Injektionsschiene, hierfür benötigen Sie nur noch unsere Gewindekopplung M8x1.