



Großer Bohrerständer

Stück 24-Loch rund, weiß



Artikelnr.: 122718
Hersteller: Kerr
Gewicht: 0.101 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 73 mm
Länge: 76 mm

€ 16,27

Zzgl. MwSt.

Stück Bohrerständer 24-Loch rund, weiß

- Geeignet für alle Typen und Größen rotierender Instrumente
- Robuste Konstruktion aus Polypropylen-Kunststoff
- Magnetisch
- Universell
- Kann mit Ultraschall gereinigt werden
- Verträglich mit den meisten Desinfektionsmitteln
- Autoklavierbar und chemiklavierbar