



Diamantpolierer 9718

Packung 2 Stück grün mittel, RA, Figur 303, 3 mm, ISO 100



Artikelnr.: 12276

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 70 mm

Länge: 72 mm

€ 25,52

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer grün mittel, RA, Figur 303, Kopflänge: 3 mm, ISO 100

3-Stufen System. Diamantpolierer.

- blau - Vorpolitur, grün - Politur, grau - Hochglanzpolitur
- Füllungsbearbeitung, weiche Komposite
- Drehzahl empf. 5.000 - 8.000 U/min., max. 20.000 U7min.