



# GERL.

## WASIL SPEED

Packung 1 kg Flasche A, 1 kg Flasche B



Artikelnr.: 122828

Hersteller: Wassermann Dental-Maschinen

Gewicht: 2.122 kg

Höhe: 215 mm

Breite: 142 mm

Länge: 90 mm

**€ 140,28**

Zzgl. MwSt.

Packung 1 kg Flasche A, 1 kg Flasche B

**WASIL SPEED.**

Additionsvernetzendes Dubliersilikon, 1:1.

Für die Klebeband- und Kuvettentechnik.

- Einfach und sparsam zu dosieren
- Für Dosierautomaten geeignet
- Gute dünnfließende Konsistenz