



## IMPRIMO® LC Model

Flasche 1 kg 385 nm, ivory



Artikelnr.: 122963  
Hersteller: SCHEU-DENTAL  
Gewicht: 1.128 kg  
Höhe: 245 mm  
Breite: 90 mm  
Länge: 90 mm

**€ 15,00**

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg Kunststoff 385 nm, ivory

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung hochpräziser Dentalmodelle mit glatten Oberflächen. Erhältlich in drei Farben für kieferorthopädische und prothetische Anwendungszwecke, abgestimmt auf DLP-Systeme mit einer Lichtquelle von 385 nm.

- Dichte: ca. 1,1 g/ml
- Viskosität: ca. 0,7 Pa.s
- Materialhärte nach Aushärtung: ca. 85 Shore D