



Maxcem Elite Chroma clear Napa

Refill Packung 2 x 5 g Automix-Spritze clear, Zubehör



Artikelnr.: 123096

Hersteller: Kerr

Gewicht: 0.131 kg

Höhe: 76 mm

Breite: 76 mm

Länge: 208 mm

€ 108,17

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 2 x 5 g Automix-Spritze clear, 8 Automix Tips regular, 8 Automix Tips wide, 8 Intraoral Tips

Maxcem Elite™ Chroma ist anders als jeder andere Zement, hat er einen Versäuberungs-Farbindikator, der ihn zum intelligentesten Zement überhaupt macht. Der Zement ist so intelligent, dass er Ihnen die optimale Zeit zum Versäubern mitteilt, wenn die Farbe im Gel-Status verblasst. *Maxcem Elite™ Chroma* ist bei allen indirekten Restaurationen und jedem Substrat einsetzbar.

- Die Farbe verblasst im Gel-Status und gibt Ihnen so ein optimales Zeitfenster, wann der überschüssige Zement entfernt werden soll
- Die Farbe verblasst sowohl bei der selbsthärtenden als auch bei der lichthärtenden Methode, was es absolut flexibel im Gebrauch macht
- Die höchste Haftfestigkeit in seiner Klasse im Vergleich zu anderen führenden selbstadhäsiven Zementen
- Einfach auf Röntgenbildern zu erkennen
- Automisch System wird mit automisch Ansätzen zum Einmalgebrauch geliefert und optional mit gebogenen Ansätzen, damit der Anwender die gewünschte Menge an Zement direkt in die Restauration und/oder die Zahnpräparate geben kann
- Zusätzliche Versäuberungs-Funktion gewährleistet einfaches Versäubern bei jeder Restauration
- Keine Kühlschrankschlagerung erforderlich
- Kompatibel mit allen indirekten Restaurationen. Front- und Seitenzahn Keramik, PFMs und Metall-Restaurationen und CAD/CAM Materialien