



Monoart® Mundspülbecher

Karton 1.000 Stück dunkelblau, 180 ml



Artikelnr.: 123191
Hersteller: Euronda
Gewicht: 2.97 kg
Höhe: 323 mm
Breite: 278 mm
Länge: 407 mm

€ 27,73

Zzgl. MwSt.

Karton 1.000 Becher dunkelblau, 180 ml

Farbintensive und griffstabile Plastikbecher in attraktivem Farbmix. Passend für alle handelsüblichen, manuellen Spender. Die Becher bestehen vollständig aus Polypropylen, das zu 100% recycelt werden kann. Karton mit je 500 Bechern in den Farben grün, hellblau, gelb, orange, dunkelblau und lila. Die Bechergröße ist geeignet für die Verwendung als Mundspülbecher an Behandlungseinheiten mit automatischem Wasserspeicher.