



Polierbürste Nylon RA weiß spitze Form Pa 100

Packung 100 Stück spitze Form, RA



Artikelnr.: 123244
Hersteller: PRODENT
Gewicht: 0.131 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 68 mm
Länge: 129 mm

€ 30,46

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Polierbürsten spitze Form, RA

- Entfernt Verfärbungen durch Kaffee, Tee, Nikotin, Rotwein
- Winkelstück, Screw und Snap-On Varianten
- Mit Polierpaste zu verwenden
- Verschiedene Formen
- Zum Einmalgebrauch empfohlen
- XWNRA und SXWNRA besonders gut zur Reinigung / Politur von Inlays, Onlays, Brackets