



GC METAL PRIMER Z

Flasche 5 ml Liquid



Artikelnr.: 123317
Hersteller: GC
Gewicht: 0.026 kg
Höhe: 71 mm
Breite: 37 mm
Länge: 79 mm

€ 154,59

Zzgl. MwSt.

Flasche 5 ml Liquid

- Eine schnelle und einfache Verarbeitung. Sie benötigen kein weiteres Zubehör
- Keine Hitzebehandlung nötig. Sie benötigen kein weiteres Zubehör
- Sorgt für einen permanenten Haftverbund auch in einem feuchten Umfeld. Kann direkt im Mund angewendet werden
- Universelle Anwendung. Kann mit allen Dentallegierungen, Kunststoffen und auch mit Zirkon angewendet werden
- 2 funktionelle Monomere. MDTP: ermöglicht den Haftverbund zu Edelmetallen. MDP: ermöglicht den Haftverbund zu Nichtmetallen und in bestimmten Indikationen auch zu Zirkon