



GC Fujirock® EP Premium

Eimer 4 kg pastell gelb



Artikelnr.: 123787

Hersteller: GC

Gewicht: 4.255 kg

Höhe: 215 mm

Breite: 206 mm

Länge: 206 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Eimer 4 kg Gips pastell gelb

GC Fujirock® EP Premium

Fujirock EP Premium wurde speziell für anspruchsvolle und empfindliche Techniken, wie bspw. Implantatkonstruktionen und komplexe Vollkeramikrestaurationen, entwickelt. Die optimierte Zusammensetzung von Fujirock EP Premium und die verfeinerte Farbeinstellung machen diesen besonderen Superhartgips zur perfekten Wahl für zahlreiche Anwendungen.

In vier Farben erhältlich.