



## VITA ENAMIC® UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Packung 5 Stück Universal, EM-10, 1M1-HT



Artikelnr.: 124116

Hersteller: VITA

Gewicht: 0.06 kg

Höhe: 29 mm

Breite: 46 mm

Länge: 146 mm

**€ 98,59**

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Blöcke Universal, EM-10, 1M1-HT

**VITA ENAMIC** ist ein monochromer CAD/CAM-Block, der in drei Transluzenzstufen erhältlich ist (T, HT, ST). Auf der Suche nach dem perfekten Inlay-, Onlay- oder Tabletop-Material für die tägliche Praxis kommt man an VITA ENAMIC ST nicht vorbei.

### Vorteile

- *Non-/minimalinvasiv* - Hybridkeramik ermöglicht präzise, non-/minimalinvasive Gestaltung – auch bei reduzierten Wandstärken
- *Schonend* - Kaukraft-absorbierende Materialeigenschaften sorgen für eine Schonung der Antagonisten
- *Zuverlässig* - Kantenstabile, passgenaue und sichere Rekonstruktionen durch die duale Netzwerkstruktur

### Indikation

- Front- und Seitenzahnkronen auf Implantaten
- Front- und Seitenzahnkronen
- Inlays / Onlays / Teilkronen
- Table tops
- Veneers

Dies sind empfohlene Indikationen. Selbstverständlich ist i.d.R. das gesamte Spektrum an Einzelzahnversorgungen möglich. Details entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanweisungen der Produkte.