



## Compress mono

Packung 380 ml Doppelkartusche 5:1, 10 dynamische Mischer, 1 Fixationsring



Artikelnr.: 124210

Hersteller: bisico

Gewicht: 0.855 kg

Höhe: 75 mm

Breite: 112 mm

Länge: 216 mm

**€ 100,44**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 380 ml Doppelkartusche Silikon 5:1, 10 dynamische Mischer, 1 Fixationsring

Hydrophiles Silikon-Abformmaterial zum Gebrauch in handelsüblichen 5:1-Mischgeräten. Bisico® *Compress mono* ist ein Monophase-Abformmaterial, das ein breites Anwendungsspektrum abdeckt. Abformungen von Teleskop- und Geschiebearbeiten bis hin zu aufwendigen Implantatabformungen sind möglich. Dank seiner weichen Konsistenz kann *Compress mono* für die Applikation an den Präparationen zusätzlich in eine separate Applikationsspritze gefüllt werden.