



## hydrocolor 5

Beutel 453 g frische Beere



Artikelnr.: 124215  
Hersteller: Corim Dental  
Gewicht: 0.461 kg  
Höhe: 181 mm  
Breite: 83 mm  
Länge: 118 mm

**€ 10,75**

Zzgl. MwSt.

**Beutel 453 g Alginat frische Beere**

*Hydrocolor 5 extraPro*

Leistungsstarkes, chromatisches Alginat mit 5 Tagen Dimensionsstabilität.

Die chromatische Variante bietet dem Anwender eine visuelle Unterstützung während der verschiedenen Phasen:

- fucsia - während des Anmischens
- lila - während der Verarbeitungsphase
- hellblau - während der Positionierung im Mund des Patienten

Produktvorteile:

- Chromatisch: Versorgt den Anwender mit einer visuellen Unterstützung während des Anmischens, Arbeiten und der Positionierung in der Mundhöhle
- Hohe Dimensionsstabilität: Der Abdruck kann bis zu 5 Tage nach der Abnahme ausgegossen werden, ohne wesentliche Dimensionsänderungen zu erfahren
- Hohe Elastizität: Ermöglicht es dem Material, optimal in seine ursprüngliche Form zurückzukehren

- Hohe Reißfestigkeit: Reduziert das Risiko, dass der Abdruck reißt, wenn er aus dem Mund des Patienten entfernt wird