

GC Labolight DUO

Set



Artikelnr.: 124408

Hersteller: GC

Gewicht: 7.64 kg

Höhe: 410 mm

Breite: 340 mm

Länge: 400 mm

€ 2.124,14

Zzgl. MwSt.

Set Labolight DUO inklusive Netzteil, Netzkabel, Drehplatte, Schale, Objekthalter-Set, Lampenabdeckung, Gebrauchsanweisung

1 Gerät - 2 Methoden!

LED Dual Lichthärtegerät für indirekte Komposite. Multifunktionales Lichtgerät für die Technik um 2 Lichthärteverfahren zu kombinieren: Zwischenhärten (Intervall Modus), Endhärten (Vollmodus).