



## MORITA Kanülen

Packung 100 Stück 27 GL-35, 0,4 x 35 mm



Artikelnr.: 12472

Hersteller: Morita

Gewicht: 0.17 kg

Höhe: 53 mm

Breite: 64 mm

Länge: 180 mm

**€ 11,48**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 100 Kanülen 27 GL-35, 0,4 x 35 mm

Die Markierung auf dem Kupplungsstück lässt die Injektionsrichtung leicht erkennen. Geeignet für Schraubspritzen. An der Einstich- und der Zylinderseite zugespitzt. Dadurch geringeres Schmerzempfinden beim Patienten und kein Risiko, dass Gummipartikel die Kanülenöffnung verstopfen. Farbkodiertes Siegel auf der Hülse und auf der Verpackung. Sterilisiert mit Ethylene-Oxydgas.