



Gentle Med® Aktivgel

Karton 12 x 500 ml Flasche



Artikelnr.: 124957
Hersteller: Meditrade
Gewicht: 6.2 kg
Höhe: 192 mm
Breite: 155 mm
Länge: 369 mm

€ 52,99

Zzgl. MwSt.

Karton 12 x 500 ml Flasche

Vitalisierendes Aktivgel mit ätherischen Ölen Menthol, Campher, Rosmarin.

Aktivgel zur durchblutungsanregenden, belebenden und hautfreundlichen Einreibung. Sehr gut geeignet für die Muskelentspannung. Wirkt desodorierend und kühlend. Sehr gut geeignet zur Massage bei Verspannungen. Das nachhaltig kühlende Gel spendet ein wohltuendes Gefühl von Frische und Belebung. Wirkt erfrischend auf die Atemwege. Dermatologisch „sehr gut“ getestet. Alkalifrei. Parabenfrei. PEG-frei. Frei von Silikon- und Paraffinöl. Ohne Tierversuche.