




Twist Polisher for Poly Ceramics

Kit 5 Stück



Artikelnr.: 124965
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.093 kg
Höhe: 78 mm
Breite: 41 mm
Länge: 63 mm

€ 160,61

Zzgl. MwSt.

Kit 1 Sinterdiamant (blau), 1 Schleifer (rosa), 1 Polierscheibe (grau), 2 Polierscheiben mit Lamellen (rosa, grau)

Die MEISINGER Twist Polisher Kits for Poly-Ceramics enthalten die von Greg Campbell DDS empfohlenen Instrumente für die einfache und effiziente Bearbeitung von Hybridkeramiken. Das Labor-Set enthält einen keramischen Schleifer um Kontaktpunkte zu beschleifen, sowie einen langlebigen Sinterdiamanten für zusätzliche Definition der Okklusalfäche. Die speziell für Hybridkeramiken ausgelegten Polierer erzeugen in kürzester Zeit ein makelloses Hochglanz-Finish.