

Universal-Adapter

Stück Universal-Adapter inklusive 3 Einsätze, Filterscheibe



Artikelnr.: 124968

Hersteller: MELAG

Gewicht: 0.134 kg

Höhe: 40 mm

Breite: 110 mm

Länge: 193 mm

€ 156,20

Zzgl. MwSt.

Stück Universal-Adapter inklusive 3 Einsätze (grün Ø 16 mm, blau Ø 20 mm, weiß Ø 22 mm), Filterscheibe

- Zur Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten, Aufsätzen von Pulverstrahlgeräten, etc
- Einschraubbar in die Injektorschiene des Basiskorbs
- Die mitgelieferte Keramik-Filterscheibe wird nur bei der Injektorschiene ohne Zentralfilter benötigt